

# Quale autoclave MELAG è la più adatta per voi?

Scoprite la nostra ampia gamma di piccole autoclavi.



Caratteristiche principali	Pro Line	Prime Line	Premium-Class	Vacuclave 550
<b>Smart-Touch Display:</b> per un funzionamento intuitivo	4.3"	4.3"	5.7"	7.0"
<b>Dimensioni della camera:</b> per le vostre esigenze individuali	17 – 23 litri	17 – 23 litri	18 – 23 litri	53 litri
<b>Capacità massima:</b> per il caricamento con strumenti singoli	Fino a 6 kg	Fino a 8 kg	Fino a 9 kg	Fino a 25 kg
<b>Numero di vassoi:</b> per un uso efficiente della camera di sterilizzazione	5 pcs.	5 pcs.	8 pcs.	16 pcs.
<b>Numero di contenitori di sterilizzazione:</b> per il caricamento con i box MELAstore	3x contenitore	3x contenitore	4x contenitore	10x contenitore
<b>Tempi di ciclo:</b> per un processo di sterilizzazione (senza asciugatura)*	15 – 31 min.	15 – 31 min.	8 – 21 min.	12 – 43 min.
<b>Funzione di risparmio energetico:</b> per disattivare il riscaldamento e il display tra i processi di sterilizzazione	✓	✓	✓	✓
<b>Misurazione della conduttività:</b> per il controllo automatico della qualità dell'acqua	✓	✓	✓	✓
<b>Interfacce di documentazione integrate:</b> Per la memorizzazione dei registri tramite rete o supporto dati	✓	✓	✓	✓
<b>ProControl:</b> Approvazione dei lotti e autenticazione degli utenti direttamente sul dispositivo	✗	✓	✓	✓
<b>Stampa delle etichette con codice a barre:</b> Uso di una stampante di etichette opzionale	✗	✓	✓	✓
<b>DRYtelligence:</b> per risultati di asciugatura ottimali e una riduzione dei tempi di fino all'80%	✗	✓	✓	✓
<b>Preselezione dell'ora di avvio:</b> per l'avvio automatico del programma all'ora desiderata	✗	✗	✓	✗
<b>Cicli di manutenzione:</b> per garantire la qualità a lungo termine	2,000 cicli o 2 anni	2,000 cicli o 2 anni	4,000 cicli o 2 anni	4,000 cicli o 2 anni


\* Intervallo di tempo per il caricamento minimo e massimo nel programma da Quick-S a Universal-B

Rev.0-23/0937-04.23-IT-ME



**Avete domande? Noi abbiamo le risposte!**

Fissate subito una consulenza con il nostro team di vendita:  
[www.melag.com](http://www.melag.com)



**Avete bisogno di una capacità ancora maggiore?** Allora potrete beneficiare della serie Cliniclave 45 con un volume di camera di 100 e 200 litri come variante di unità a una o due porte.



# La guida all'autoclave MELAG:

Le nostre soluzioni per la sterilizzazione secondo la norma EN 13060

## Pro Line

I nostri modelli entry-level: qualunque sia la vostra giornata, Vacuclave 118 e Vacuclave 123 vi daranno la tranquillità di cui avete bisogno nella sala di sterilizzazione.

- ✓ **Massima affidabilità:**  
Grazie alla qualità unica di MELAG - Made in Germany
- ✓ **Operatività Intuitiva:**  
Grazie allo Smart-Touch Display con documentazione integrata
- ✓ **Supporto eccellente:**  
Attraverso i nostri referenti diretti e gli strumenti digitali messi a disposizione



## Prime Line

Il nostro punto di forza: il rapporto qualità-prezzo. Vacuclave 318 e Vacuclave 323 combinano i punti salienti della linea Pro Line con ulteriori innovazioni per migliorare le prestazioni ed i risultati di asciugatura e la tracciabilità dei lotti.

- + **Elevate capacità di carico:**  
Fino a 8 kg su 5 vassoi
- + **Tempi di ciclo rapidi:**  
Il sistema DRYtelligence, grazie all'algoritmo, controlla alla perfezione i tempi di asciugatura
- + **Tracciabilità completa:**  
Con il sistema di autenticazione dell'utente, dell'approvazione del lotto e la funzione di stampa etichette con MELAprint 80



## Classe - Premium

Il punto di riferimento per la massima efficienza: la serie Evolution è più veloce che mai. Grazie alla tecnologia Double-Jacket, sterilizzi due volte più velocemente

- ★ **Registrazione dei tempi di ciclo:**  
Grazie al brevetto Double-Jacket Technology
- ★ **Capacità di carico più elevate:**  
Fino a 9 kg strumenti su 8 vassoi
- ★ **Componenti ad Alte prestazioni:**  
Per usi intensi con tempi di manutenzione prolungati